

CGM长效胶带CX001

产品类型:

CGM长效胶带CX001是由无纺布、医用丙烯酸压敏胶、离型纸组成的医用胶带卷材。

应用:

- 主要用于医疗器械配件与敷贴结合固定。用于 CGM 动态血糖传感器长期皮肤固定，防水防汗，支持 **7-14** 天佩戴。

特性:

- 材料柔软
- 贴敷性能好
- 粘贴牢固、持久、无气味
- 玻璃化温度低


灭菌方式:

- 环氧乙烷灭菌 EO

包装、贮存:

- 包装: 可回收的纸箱
- 贮存: 常温10-30℃, 湿度60±20%, 避光、通风, 严禁冷冻。

示意图 (以实际为准):



技术参数:

- 外观: 表面平整洁净, 无胶渍残留、无溢胶, 无可见异物
- 尺寸: 可定制
- 水蒸气透过性: $\geq 100\text{g/m}^2/24\text{h}$
- 剥离力: $\geq 5\text{N}/25\text{mm}$
- 持粘性: $\leq 2.5\text{mm}$
- 通过生物相容性检测