

CGM长效胶带T842-A2

产品类型：

CGM长效胶带T842-A2是由无纺布、医用丙烯酸压敏胶和离型纸组成的医用胶带。

应用：

主要用于医疗器械配件与敷贴结合固定。用于 CGM 动态血糖传感器长期皮肤固定，防水防汗，支持 **7-14** 天佩戴。

特性：

- 材料柔软
- 贴敷性能好
- 粘贴牢固、持久、无气味
- 玻璃化温度低


灭菌方式：

- 环氧乙烷灭菌 EO

包装、贮存：

- 包装：可回收的纸箱
- 贮存：常温10-30℃，湿度60±20%，避光、通风，严禁冷冻。

示意图（以实际为准）：



技术参数：

- 外观:表面平整洁净，无胶渍残留、无溢胶，无可见异物
- 尺寸：可定制
- 水蒸气透过性: $\geq 500\text{g/m}^2/24\text{h}$
- 剥离力: $\geq 18\text{N}/25\text{mm}$
- 持粘性: $\leq 2.5\text{mm}$
- 通过生物相容性检测

免责声明:有关富瑞沃产品的所有声明、技术信息和建议均基于我们认为可靠的信息。本内容出于善意提供，但不构成任何明示或暗示的保证或担保，因为产品使用条件和方法超出我们的控制范围。富瑞沃对其产品的适销性或适用于任何特定用途不作任何明示或默示的保证。我们建议潜在用户在使用前自行评估我方材料是否适合其预期用途。本文所含信息不应被理解为推荐使用可能与任何专利相冲突的产品、工艺、设备或配方，也不应被解释为获得富瑞沃所拥有的任何专利的许可或授权。购买这些产品的所有条款均受富瑞沃标准销售条款和条件的约束。